

INSTRUÇÕES DE USO

EDTA TRISSÓDICO EASY

EDTA TRISSÓDICO



Descrição do Produto

O EDTA GEL 24% é um agente quelante, utilizado no interior da cavidade pulpar, para o preparo das paredes dos canais radiculares. Atua na desmineralização de partículas dentinárias, facilitando sua dissolução e removendo de forma eficiente a lama e raspas dentinárias, aumentando a permeabilidade da dentina e facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado na superfície radicular em terapia periodontal.

Indicação

- Facilitar a instrumentação endodôntica dos canais radiculares;
- Atua como desmineralizador de partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio.
- Auxílio na limpeza de condutos preparados para a cimentação de pinos
- Coadjuvante na raspagem da superfície radicular.
- Condicionamento da raiz em cirurgia periodontal.

Apresentação

EDTA GEL 24% - Reposição
01 Seringas podendo ser de 1,4g; 2g; 3g ou 4g;
03 Pontas aplicadoras
01 Instrução de uso

Composição

Ácido Etilenodiaminotetracético
Dissódico (EDTA), Hidróxido de Sódio,
Água Deionizada e Espessantes.

Modo de Uso

Na endodontia:

1. Conectar a ponta aplicadora na seringa e levar pequena quantidade de EDTA GEL 24% ao canal radicular;
2. Deixar o produto atuar 2 a 3 minutos, para iniciar a instrumentação.
3. A reação com a dentina leva de 5 a 6 minutos, onde após esse tempo, o produto diminui sua efetividade e se neutraliza;
4. Repetir o procedimento, aplicando a mesma quantidade do produto de acordo com a necessidade.
5. Manter o canal umedecido com EDTA GEL 24% durante todo o procedimento;
6. Ao término da instrumentação, irrigar o canal utilizando uma solução irrigadora como por exemplo, Hipoclorito de Sódio.

Na periodontia:

1. Remover o tecido de granulação;
2. Aplicar EDTA GEL 24%, e deixar o produto atuar 2 a 3 minutos.
3. Efetuar a raspagem radicular;
4. Repetir a operação, se necessário;
5. Lavar bem com soro fisiológico;
6. Suturar se necessário;
7. Lavar com soro fisiológico ou água desmineralizada;
8. Colocar cimento cirúrgico, se necessário.

Na prótese:

1. Conectar a ponta aplicadora na seringa.
2. Introduzir o EDTA GEL 24% no interior do conduto já preparado e deixar agir por 5 minutos;
3. Irrigar com uma solução irrigadora, como por exemplo, Hipoclorito de Sódio;
4. Repetir a operação, se necessário;
5. Secar o conduto com pontas de papel absorvente e promover a cimentação de acordo com a técnica indicada pelo fabricante do produto escolhido.

Precauções, Restrições e Advertências Precauções

Precauções

- Remova completamente o EDTA GEL 24% antes da restauração do canal radicular ou curativo temporário.
- Promover isolamento da área, antes da utilização do produto.
- Em caso de contato direto com a mucosa oral, enxaguar com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, enxague bem com água. Procure ajuda médica para avaliação e tratamento subsequente.

Restrições e Advertências

- PARA USO PROFISSIONAL
- Respeite o prazo de validade. Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- O descarte das embalagens vazias deve ser realizado de acordo com as normas para descarte dos demais materiais, produtos e embalagens de consultórios/laboratórios odontológicos.

Contraindicações

- Não há contraindicações quando EDTA GEL 24% é utilizado por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos componentes, recomendamos não fazer uso, ou ainda quando a técnica estipulada não puder ser aplicada.

Prazo de validade

- Sob condições adequadas de armazenamento, EDTA GEL 24% tem uma validade de 36 meses, mesmo após aberto, desde que mantido em sua embalagem original, devidamente fechado e acondicionado de acordo com as instruções de armazenagem.
- A data de validade, que consta nas embalagens, representa o prazo máximo para utilização do produto. Não usar após a data de validade.
- Feche imediatamente a seringa após a utilização, para evitar oxidação do EDTA GEL 24%.

Armazenamento

- Mantenha a seringa bem fechada imediatamente após o uso.
- Proteger da umidade, calor e incidência da luz solar direta.
- Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 30°C.