

INSTRUÇÕES DE USO

CURETEMP

Restaurador Temporário Fotopolimerizável



CURETEMP

Descrição

O Curetemp é um material restaurador temporário fotopolimerizável a base de resina de dimetacrilatos, utilizado em procedimentos que exigem a proteção do dente que é preparado antes da colocação do trabalho protético definitivo. É aplicado de forma incremental ou diretamente no dente preparado, reconstruindo a sua forma e função estética. Pode ser empregado em dentes anteriores e posteriores, pois possui a resistência suficiente para suportar temporariamente ao desgaste do sistema mastigatório e a flexibilidade necessária para ser removido antes da cimentação definitiva da peça protética.

Indicação do Produto

Restaurador temporário em procedimentos de inlay/onlay, coroas, pontes, re-embasamentos de provisórios acrílicos pré-fabricados, selamento provisório em endodontia e em implantodontia.

Composição

UDMA, TEGMA, EDAB, BHT, fotoiniciador, cargas.

Conteúdo

01 Seringa contendo 3g.
01 Instrução de Uso

Validade

A data de validade que consta nas embalagens representa o prazo máximo para a utilização do produto. Não usar após a data de validade. Sob condições adequadas de armazenamento, o Curetemp tem validade de 36 meses.

Armazenamento

- O produto deve permanecer em sua embalagem original e fechada após o uso.
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C - 30°C), em local seco, protegido da luz e do calor.
- A luz direta sobre o produto pode alterar as propriedades do Curetemp.

Instruções de uso

1. Aplique o Curetemp no preparo cavitário com o auxílio de uma espátula e esculpa a anatomia adequadamente deixando o mínimo de excesso de material.
2. Peça para o paciente fechar os dentes em oclusão e verifique possíveis interferências oclusais ou incisais antes da fotopolimerização.

3. Fotopolimerize durante 40 segundos com aparelho fotopolimerizador com intensidade mínima de 300mw/cm (400-500nm). Se necessário, fotopolimerize as áreas extensas de cavidades maiores durante 40 segundos por face envolvida no preparo cavitário.

2. Remova a matriz quando houver e verifique a oclusão final.

NOTA 1: Após as fases de confecção do preparo cavitário e da moldagem definitiva, o elemento dental ou a cavidade preparada, deve ser mantida ligeiramente umedecida. Dependendo da extensão da cavidade preparada, é necessário utilizar matriz de acetato ou optar pela técnica incremental para a colocação do Curetemp.

NOTA 2: Para preparos cavitários complexos, pode-se optar pela cimentação provisória de Curetemp com o auxílio de um cimento temporário ou a base de hidróxido de cálcio.

Precauções, Contraindicações, Restrições e Advertências

Precauções:

O Curetemp deve ser usado apenas por dentistas que decidem a duração do tratamento conforme a necessidade do caso.

Não existe perigo em relação à ingestão do Curetemp devido à pequena quantidade aplicada e ausência de toxicidade.

No caso de um contato direto com os olhos, enxágue cuidadosamente com água por aproximadamente 10 minutos e consulte um oftalmologista.

Mantenha fora do alcance de crianças.

Evite a exposição direta do material à luz solar ou outras fontes de luz intensa.

Este produto é fabricado para ser utilizado somente conforme exposto no Manual de Instruções. O uso de forma distinta da descrita nas instruções de uso é de única e exclusiva responsabilidade do profissional que o utilize.

Após o uso, o material deve ser devidamente fechado.

Todo material odontológico deve ser utilizado unicamente por dentistas e laboratórios dentais autorizados.

Advertência:

Não há contraindicação quando o Curetemp é usado por um profissional de odontologia, de acordo com o Manual de Instruções. Entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia aos componentes deste produto, recomenda-se não fazer o uso.

ANVISA: 80104149026