

Multitips

As pontas aplicadoras descartáveis Multitips favorecem a aplicação ou sucção da solução irrigadora dentro dos canais radiculares.

Modelos:

Size Angular	Size Straight / Reto
0,25 x 20	0,25 x 20
0,35 x 20	0,35 x 20

Contraindicação e reações adversas:

Nenhuma contraindicação e reação adversa foi relatada usando as pontas aplicadoras Multitips.

Precauções:

Verifique a integridade da embalagem e validade do produto antes do uso.

Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de material de risco biológico.

Utilização

- Limpar e esterilizar o produto de acordo com o método indicado.
- Acoplar a cânula numa seringa Hipodérmica descartável, verificando o encaixe correto;
- A reutilização da cânula irrigadora pode acarretar em: contaminação cruzada.

Composição:

As pontas aplicadoras descartáveis Multitips é composta de polipropileno.

Indicações de uso

Todo paciente que apresenta um dente na arcada dentária está sujeito a tratamento endodôntico e ao uso das pontas aplicadoras descartáveis Multitips.

Advertências

As pontas aplicadoras descartáveis Multitips devem ser manuseadas por profissionais qualificados. Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso.

Método de esterilização indicado:

Utilizar esterilização a vapor à temperatura de 121°C, por 20 minutos e 1,20 Kg/cm² (1,16 atm).
Não esterilizar em contato com outros instrumentos.

Efeitos colaterais:

Nenhum efeito colateral foi relatado usando pontas aplicadoras descartáveis Multitips.

Apenas para uso dentário



Produzido por Easy Equipamentos Odontológicos - Barão de Paraopeba, 230 - Jardinópolis, Belo Horizonte.
MG, Brasil. CEP: 30532-150. Contato: +55 (31) 3328-5550, Ramal: 5571



Keep
away
from
sunlight



60°C
Storage
temperature



Single
use only



Keep
dry



Sterilize
before
use



Indeterminate